

吸引、剥離と圧排をこれ1本で実現！



ハンドル部

吸引、ON・OFF
切替スイッチ搭載

スライド切り替えスイッチで
使いやすく、手術中に
素早く切り替えが可能



ペンのように
指にフィットする
曲面デザイン




16mm

先端部

- 先端孔なし形状
- 先端を細くし、より狭い空間をすり抜ける事が可能！！
- エッジ処理により、臓器や組織の損傷を防ぐ
- マット仕上げで滑りにくく剥離や圧排、視野確保に貢献


4種類の先端部形状ラインナップ

Type① 弱マット仕上げ




型式：M-SKT0100330

Type② 弱マット仕上げ(研磨あり)




型式：M-SKT0200330

Type③ 強マット仕上げ



型式：M-SKT0300330

Type④ 強マット仕上げ(研磨あり)



型式：M-SKT0400330

製造販売元

ハリキ精工株式会社

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地

TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010

URL <https://www.hariki.co.jp/>

Providing safe medical devices

安全な医療機器を提供する。

第2種医療機器製造販売業許可 33B2X10003

製品届出番号

33B2X10003HS0009