

mirror®

ミラー吸引管



mirror®
suction

特 徴

- ▶ 剥離と吸引、圧排をこれ1本で実現
- ▶ 鏡面仕上げで組織を傷つけない
- ▶ 選択できる8種類の豊富なラインナップ
- ▶ 指にフィットするペンホールドデザイン
- ▶ 先端孔なし構造により組織の損傷を防ぐ
- ▶ より狭い空間をすり抜ける事が可能
- ▶ 日本人の体形に合った長さや曲げ角度



ミラー吸引管先端部種類

ミラー仕上げ

Type ① 標準



Type ② 波型



Type ③ 平目



Type ④ アヤメ



18mm

ミラーマット仕上げ

Type ⑤ 標準



Type ⑥ 波型



Type ⑦ 平目



Type ⑧ アヤメ



8mm

Providing **safe medical devices**
安全な医療機器を提供する。

製造元 **ハリキ精工株式会社**

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地
TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010
URL <https://www.hariki.co.jp/>

医療機器製造業許可
第2種医療機器製造販売業許可
届出品目番号

33BZ200022
33B2X10003
33B2X10003HS0008