


OG suction

吸引しながら剥離、臓器圧排も実現！




ハンドル形状



- ・手にフィットするデザイン曲線。
持ちやすく、指の繊細な動きが先端部に伝わりやすい。

先端部波形状



先端部型式:
OG-T01

- ・エッジを滑らかにする特別な処理を施している為、臓器や膜を傷付けにくい。



先端部型式:
OG-T03

- ・先端部分で薄い膜も傷をつけずにしっかり剥離。



先端部型式:
OG-T02

- ・臓器をしっかりひっかけるラッパ型波形状。

- ・臓器を移動し術野の確保

製造元 **ハリキ精工株式会社**

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地
TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010
URL <https://www.hariki.co.jp/>

Providing safe medical devices
安全な医療機器を提供する。

医療機器製造業許可
第2種医療機器製造販売業許可
届出品目番号

33BZ200022
33B2X10003
33B2X10003HS0007