


JITTE


吸引管



JITTE

吸引管

- ・シャフトの高い強度により、組織の圧排に最適
- ・パイプの太さと、先端部の5つの穴により、高い吸引力を実現



- ・組織を傷つきにくくするための研磨加工
- ・持つ部分は滑り向くく、しっかり持てるための滑り止め加工
- ・吸引ホース接続部

品名	型式
JITTE 吸引管	JITTE-T001-L (左向き)
	JITTE-T001-R (右向き)

製造販売元

ハリキ精工株式会社

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地
TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010
URL <https://www.hariki.co.jp/>

Providing safe medical devices
安全な医療機器を提供する。

第2種医療機器製造販売業許可 33B2X10003
製品届出番号 33B2X10003HS0013