

HS 把持鉗子




鉗子の背側利用という新たな発想！！




●バックフリクション（背側摩擦）による臓器挙上の可能性

把持部の両面にギザがある事で把持+挙上を実現



●両開き先端部の最大開き角度 80°


●片開き先端部の最大開き角度 50°



●操作ノブを回転させることにより

先端端把持部の角度を微妙に調整可能

（ハンドルを握った状態でも軽い操作で回転）



製造販売元

ハリキ精工株式会社

〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上111番地

TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010

URL <https://www.hariki.co.jp/>

Providing safe medical devices

安全な医療機器を提供する。

第2種医療機器製造販売業許可
製品届出番号

33B2X10003


33B2X10003HS0006

H S 把持鉗子ラインナップ

両開き

片開き

バックフリクションなし



Long 40mm
HS-HSNO40




Long 40mm
HS-KTNO40



Short 24mm
HS-HSNO24



Short 18mm
HS-KTNO18





Maryland 18mm
HS-HSNO18

バックフリクションあり





Long 40mm
HS-HSBF40




Long 40mm
HS-KTBF40



Short 24mm
HS-HSBF24



Short 18mm
HS-KTBF18



Maryland 18mm
HS-HSBF18