

mirror®



OPEN



CLOSE




HARIKI SEIKO

鑷子

ミラー鑷子 届出品番号 33B2X10003HS0005

Medical safety



M-PS250 医療用ピンセット(鑷子)



周囲組織との摩擦が極限まで少ない鏡面仕上げ



エッジを滑らかにする特別な処理をしているため、
臓器や膜を傷つけにくい。

Providing safe medical devices

安全な医療機器を提供する

ペンホールド形状



- ペンのように指にフィットする曲面デザイン
持ちやすく、指先の繊細な動きが先端の把持部に伝わりやすい
- 強く握っても先端把持部に力が伝わりすぎない構造
握り過ぎ防止ハンドルストッパー付き

プロファイル加工 (ピラミッド・プリズム形状)



先端形状特許出願中



- 上下の凹凸部(ピラミッド・プリズム=四角錐)が互いにかみ合う形状
- 縦にも横にもすべらない、薄い膜や組織も傷をつけずにしっかり把持

製造元 ハリキ精工株式会社


〒708-1514 岡山県久米郡美咲町藤田上1-1-1 番地

TEL 0868-64-7007 FAX 0868-64-7010

URL <https://www.hariki.co.jp>

医療機器製造業許可 33BZ200022
第2種医療機器製造販売業許可 33B2X10003

mirror[®] tweezers



全長 383 mm

240 mm

25 mm